



# AVIZOR GP MULTI

## LÖSUNG FÜR HARTE UND SAUERSTOFFDURCHLÄSSIGE KONTAKTLINSEN

- **REINIGEN**
- **DESINFIZIEREN**
- **AUFBEWAHREN**
- **ABSPÜLEN**
- **BENETZEN**

### ANWENDUNG:

1. Zuerst die Hände gründlich waschen. liegen Sie die Linsen auf Ihre
2. Handinnenfläche und geben Sie einige Tropfen AVIZOR GP MULTI auf beide Seiten der Linse,
3. Reiben Sie die Linse vorsichtig auf der Handfläche oder zwischen Daumen und Zeigefinger (ca. 20 Sec.).
3. Spülen Sie danach die Linse noch einmal gründlich mit AVIZOR GP MULTI ab.
3. Lern Sie diverse in den mit frischer AVIZOR GP MULTI gefüllten Behälter (mind. 4 Std., besser die ganze Nacht).
3. Vor dem Einsetzen der Linse, Hände gründlich waschen, und die Linse noch einmal gut mit AVIZOR GP MULTI abspülen. Behälter täglich reinigen und mit frischer AVIZOR GP MULTI neu füllen.

### WARNHINWEISE:

- Geöffnete Flasche nach 60 Tagen nicht mehr verwenden.
- Flasche immer gut verschließen.
- Kühl und Trocken lagern.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Flaschenspitze im geöffneten Zustand nicht berühren.
- Bei Irritationen sofort Augenarzt aufsuchen

### ZUSAMMENSETZUNG:

EDTA 0,10% Poloxamer 0,25%, Polyhexanide 0,0002% in einer isotonische, gepufferter und sterilen Lösung.

CE  
0318

STERILE A





# AVIZOR GP MULTI SOLUTION POUR LENTILLES DE CONTACT RIGIDES ET PERMEABLES AUX GAZ

- **NETTOIE**
- **DÉCONTAMINE**
- **CONSERVE**
- **RINCE**
- **HUMECTE**

## MODE D'EMPLOI:

1. Avant de manipuler les lentilles de contact se laver soigneusement les mains.
2. Retirer la lentille et la déposer sur la paume de la main.  
Frotter pendant quelques secondes les deux faces de la lentille avec quelques gouttes de la solution.
3. Rincer la lentille avec SOLUTION AVIZOR GP MULTI.
4. Placer chaque lentille dans l'alvéole correspondante et remplir l'étui avec la même solution.
5. Laisser tremper les lentilles dans la solution pendant au moins 4 heures ou toute la nuit pour garantir une décontamination totale.
6. Rincer la lentille avec la SOLUTION AVIZOR GP MULTI avant la pose.
7. Conserver l'étui propre et remplacer la solution tous les jours.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

- Après ouverture du flacon, ne pas l'utiliser au-delà de 60 jours.
- Bien refermer le flacon et conserver à l'abri de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants.
- Éviter tout contact avec le bec verseur.
- En cas d'irritation oculaire, consulter un spécialiste.

## COMPOSITION:

Poioxamère 0,25%, EDTA 0,10% et Polyhexanide 0,0002% dans une solution stérile, isotonique et tamponnée.





# **AVIZOR GP MULTI** SOLUZIONE PER LENTI A CONTATTO RIGIDE E GAS-PERMEABILI

- **PULISCE**
- **DISINFETTA**
- **CONSERVA**
- **RISCIACQUA**
- **LUBRIFICA**

## **ISTRUZIONI:**

1. Lavarsi accuratamente le mani prima di procedere alla pulizia delle lenti.
2. Mettere le lenti nel palmo della mano e mettere 1-3 gocce di soluzione AVIZOR GP MULTI sulle due facce della lente e strofinare delicatamente per almeno 15-20 secondi.
3. Risciacquare le lenti con AVIZOR GP MULTI.
4. Mettere le lenti nei cestelli del portalenti e riempire il portalenti con AVIZOR GP MULTI.
5. Lasciare agire durante la notte o per almeno 4 ore.
6. Dopo la disinfezione e prima di mettere le lenti nell'occhio, risciacquare le lenti con nuova soluzione AVIZOR GP MULTI.
7. Dopo l'utilizzazione, risciacquare il portalenti a fondo utilizzando sempre soluzione nuova.

## **PRECAUZIONI:**

- Utilizzare la soluzione entro 2 mesi dall'apertura.
- Richiudere sempre il flacone e conservare la bottiglia lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non toccare la punta del contagocce del flacone.
- In caso di persistente irritazione dell'occhio consultare immediatamente il proprio specialista per lenti a contatto.

## **COMPOSIZIONE:**

Soluzione sterile, tamponata, isotonica con EDTA 0,10%, Poloxamer 0.25%, Polyhexadine 0.0002%.





# AVIZOR GP MULTI SOLUTION FOR RIGID AND GAS-PERMEABLE CONTACT LENSES

- **CLEANS**
- **DISINFECTS**
- **STORES**
- **RINSES**
- **WETS**

## INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Before handling your lenses, wash your hands with soap and water
2. Place your lens on the palm of your hand and rub it carefully with a few drops of AVIZOR GP MULTI, on both sides for a few seconds.
3. Rinse your lenses with AVIZOR GP MULTI.
4. Place your lenses in the lens case, and be sure to cover these with AVIZOR GP MULTI.
5. Keep lenses at least four hours in AVIZOR GP MULTI (or overnight) to grant an adequate disinfection.
6. Once the disinfection process is done, you may insert your lenses directly to your eye or you may rinse them previously with AVIZOR GP MULTI.
7. Keep your lens case clean and be sure to replace the AVIZOR GP MULTI in your lens case daily.

## PRECAUTIONS:

- Once opened, the bottle should not be used after 60 days.
- Maintain the bottle always well closed and store in a dry and fresh place, out of childrens' reach.
- Do not touch the dropper or dirty it. In case of irritation, consult your contact lens specialist.

## COMPOSITION:

Poloxamer 0,25%, EDTA 0,10% and Polihexanide 0,0002%, in a buffered, isotonic and sterile solution.

AVIZOR

La Canada, 17

28850 Torreón de Ardoz-Madrid-Spain

[www.avizor.com](http://www.avizor.com)





# AVIZOR GP MULTI OTOPINA ZA TVRDE 1 ZRAKOPROPUSNE KONTAKTNE CECE

- **CISTI**
- **DEZINFICIRA**
- **CUVA**
- **ISPIRE**
- **VLAZI**

## UPUTSTVA ZA UPORABU:

1. Oprati brizljivo ruke vodom i sapunom prije rukovanja kontaktarm lecam
2. Skinuti kontaktnu lecu sa oka i položiti na dlan ruke, ovlažiti istu s nekobko kapl ove otopine i zahm protrljati obje strane nekoliko sekundi.
3. Isprati lec() sa OTOPINOM AVIZOR GP MULTI.
4. Odložiti fece u za to predvidene odjele kutijice i nadoliti otopinu dok lte ne budu potpuno pokrivenne islom.
5. Drzati lece namotene u toy otopini nalmanje 4 sala iii tak cijelu noc, jamcivsi time besprijekornu desinfekclju.
6. Prije ponovne uporabe, leca, ovlažiti ih s obje strane OTOPINOM AVIZOR GP MULTI.
7. Održavati cistom untrasnjost kutijice za odlaganje i svakodneвно zamijeniti otopenu svjezom.

## UPOZORENJE:

- Nakon otvaranja botice, sadrzaj iste ne smije biti koristen dune od 60 dana.
- Cuvati bocicu dobro zatvorene na hladnom majesty i van domaba djece.
- Izbjegavati dodir borici pcilozene kapaljke s bibo kojom površinom da bi se izbjeglo zagadivan/e klicama.
- U slucaju iritacije oka odmah potraziti savjet strucnog lijecnika.

## SASTAV:

Izotonicna vodena otopina s dodatkom za pojacanje viskoziteta, poloksamer 0,25%, EDTA 0,10% i poliheksanid 0,0002%.

