

blink™

contacts

eyedrops 10ml Flasche

**Meistempfohlene Marke
beim Augenoptiker***

AMO™



D **blink™** contacts eye drops sorgt durch die einzigartige Kombination von Inhaltsstoffen für eine sofortige Erfrischung Ihrer Augen und einen lang anhaltenden Tragekomfort Ihrer Kontaktlinsen. **Blink™** contacts eye drops lindert Trockenheitsgefühl und Irritationen am Auge, die durch Umwelteinflüsse wie Staub, Rauch, grelles Licht, Pollen, Luftverschmutzung sowie Übermüdung und Überarbeitung hervorgerufen werden.

Anwendungshinweise

Je nach Bedarf 1 oder 2 Tropfen in jedes Auge träufeln

Die Kontaktlinsen brauchen dabei nicht aus dem Auge genommen zu werden

Für zusätzlichen Komfort können vor dem Einsetzen der Linsen 1 oder 2 Tropfen in das Auge geträufelt werden.

Für alle Kontaktlinsen, auch Tageslinsen, geeignet.



Vorsichtshinweise

- Nur frische Lösung verwenden
- Lösung nicht einnehmen
- Bei allergischen Reaktionen auf Inhaltsstoffe nicht verwenden
- Zur Vermeidung von Kontaminationen Behälterspitze nicht berühren oder mit anderen Gegenständen in Berührung bringen. Augenkontakt vermeiden
- Nach Gebrauch Flasche sofort wieder fest verschließen
- Restlösung 45 Tage nach Öffnen entsorgen
- Lösung nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden
- Vor Kindern sicher aufbewahren
- Bei 2°C bis 25°C aufbewahren
- **Kontaktlinsen nie mit Leitungswasser abspülen.**

Sollten Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kontaktlinsenspezialisten.

Inhalt

Naturnumhyaluronat 0,15%, OcuPure™ 0,005%, Calciumchlorid (Dehydrat), Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Boratpuffer, Magnesiumchlorid, gereinigtes Wasser.

(Umfrage Kadence Research, Nov. 03, Rep.No.: Opto 1003)



blink™

contacts

eyedrops Flacon de **10ml**

marque recommandée par
les opticiens

AMO™



F blink™ contacts apporte un soulagement immédiat et un confort à long terme à tous les porteurs de lentilles de contact. Sa composition unique soulage de la sécheresse et des irritations oculaires provoquées par la poussière, la réverbération, les pollens, la pollution atmosphérique et la fatigue. Le port des lentilles de contact est plus confortable tout au long de la journée.

Mode d'emploi

- Instiller 1 ou 2 gouttes dans chaque oeil, selon les besoins
- Il n'est pas nécessaire de retirer vos lentilles de contact
- Pour un confort supplémentaire, instillez 1 ou 2 gouttes dans chaque lentille avant de les mettre en place



Convient à tous les types de lentilles de contact, y compris les lentilles jetables.

Précautions

- Toujours utiliser une solution neuve
- Ne pas avaler la solution
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants
- Afin d'éviter toute contamination, ne pas mettre l'embout du flacon en contact avec une surface quelle qu'elle soit et éviter tout contact avec les yeux
- Bien refermer le flacon immédiatement après utilisation
- Jeter le reste de solution après 45 jours d'ouverture du flacon
- Ne pas utiliser après la date de péremption
- Laisser hors de portée des enfants
- **Conserver à une température comprise entre 2°C et 25°C.**

Si vos problèmes persistent, veuillez consulter un spécialiste.

Composition

Hyaluronate de sodium 0,15%, OcuPure™ 0,005%, chlorure de calcium (déshydraté), chlorure de potassium, chlorure de sodium, tampon borate, chlorure de magnésium, eau purifiée.

CE 0050

AMO Ireland, Sweepstakes Centre, Salisbridge, Dublin 4, Ireland
AMO Germany GmbH, Rudolf-Plank Strasse 31, D-76275 Ettlingen, Germany
AMO Netherlands B.V., Business Centre Rhijnhuysen, Edisonbaan 14C-3, 3439 MN Nieuwegein, Netherlands
AMO Belgium BVBA, Meir 44a, Antwerpen, Belgium
AMO Switzerland GmbH, Feldmoosstrasse 6, CH-8S53 Lachen, Switzerland

STERILE A

AM70003GM10P

blink™

contacts

eyedrops flacone da 10ml

il prodotto più raccomandato
dagli ottici

AMO™



I blink™ Le gocce oculari blink™ aiutano a lenire le irritazioni ed offrono comfort duraturo a tutti i portatori di lenti a contatto. La formulazione esclusiva allevia la secchezza e l'irritazione provocata da polvere, riverbero della luce, polline, inquinamento atmosferico o stanchezza dovuta a un prolungato utilizzo delle lenti a contatto. Permettendo un più confortevole utilizzo della lente a contatto nell'arco della giornata.

Istruzioni per l'uso

- 1 o 2 gocce per occhio, secondo necessità
- Non è necessario togliersi le lenti a contatto
- Per maggiore comfort, instillare 1 o 2 gocce su ciascuna lente prima di indossarla

Indonee per l'uso con tutti i tipi di lenti a contatto, comprese quelle monouso.

Precauzioni

- Utilizzare sempre soluzione fresca
- Non ingerire la soluzione
- Non utilizzare in caso di allergia nota a una delle componenti
- Per prevenire la contaminazione evitare il contatto della punta del contenitore con qualsiasi superficie
- Chiudere bene il flacone immediatamente dopo l'uso
- Gettare tutta la soluzione rimanente dopo 45 giorni dalla data di apertura del flacone
- Non utilizzare oltre la data di scadenza
- Tenere fuori della portata dei bambini
- Conservare a una temperatura compresa tra 2°C e 25°C
- **Non sciacquare le lenti a contatto con acqua di rubinetto**

In caso di problemi persistenti, rivolgersi all'oculista.

Contiene

l'aluronato di sodio 0,15%, OcuPure™ 0,005%, cloruro di calcio (anidro), cloruro di potassio, cloruro di potassio, cloruro di sodio, tampone borato, cloruro di magnesio, acqua purificata.

Advanced Medical Optics, blink and OcuPure are trademarks and AMO and the AMO logo are registered trademarks of Advanced Medical Optics, Inc. in several jurisdictions worldwide including the United States and most European countries.

