

I **Composizione:** OcuPure™ - 0,005%
Vedere le istruzioni per l'uso!

F **Contenu:** OcuPure™ - 0,005%
Lisez la notice explicative!

D **Zusammensetzung:** OcuPure™ - 0,005%
Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformation!

NL

AMO™

CE 0050

Advanced Medical Optics, AMO Ireland, Sweepstakes Centre, Ballbridge, Dublin 4, Ireland
AMO France SAS, E. Space Park Bâtiment D - 45, allée des Ormes, 06250 Mougins, France
AMO Italy Srl. Via Pio Emmanuelli, n.1, 00143 Rome, Italy

AMO Germany GmbH, Rudolf-Plank Strasse 31, D-76275 Ettlingen, Germany

AMO Switzerland GmbH, Feldmoosstrasse 6, CH-8853 Lachen, Switzerland

AMO Switzerland GmbH, Feldmoosstrasse 6, CH-8853 Lachen, Switzerland

AMO Netherlands B.V., Business Centre Rhijnhuysen, Edisonbaan 14C-3, 3439 MN Nieuwegein, The Netherlands

Advanced Medical Optics and OcuPure are trademarks and AMO, the AMO logo and LENS PLUS are registered trademark of Advanced Medical Optics, Inc. In several jurisdictions including the United States and most European countries.



STERILE A

LOT



D

Gebrauchsinformation Bitte aufmerksam lesen

LENS PLUS® OcuPure™ Kochsalzlösung. Diese innovative Abspüllösung für alle Kontaktlinsen - mit dem patentierten Inhaltsstoff OcuPure™ - ist besonders sanft zu Ihren Augen.

LENS PLUS® OcuPure™ Kochsalzlösung ist die natürliche Wahl zum Abspülen Ihrer Kontaktlinsen nach der Desinfektion. Es ist auch ideal zum Auflösen von Proteinentfernungstabletten.

Bitte waschen Sie sich vor der Kontaktlinsen-Pflege sorgfältig die Hände und trocknen Sie sie ab.

Abspülen: Spülen Sie bitte Ihre Kontaktlinsen nach der Reinigung und Desinfektion gründlich mit LENS PLUS® OcuPure™ ab. Danach können die Kontaktlinsen aufgesetzt werden.

Hitzedesinfektion: Füllen Sie den Linsenbehälter wie angegeben mit LENS PLUS® OcuPure™

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung Ihres Hitze-Desinfektionsgerätes.

Auflösen von Proteinentfernungstabletten: Bitte beachten Sie die Hinweise des Herstellers zur korrekten Anwendung der Proteinentfernungstabletten.

Vorsichtshinweise:

Beachten Sie bitte unbedingt die Angaben in der Gebrauchsinformation. Eine Missachtung kann zu schwerwiegenden Augeninfektionen und -schaden führen.

• **Dieses Produkt ist nicht geeignet für die Kaltdesinfektion von Kontaktlinsen.**

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie auf einen Inhaltsstoff allergisch reagieren.
- Wenn Augenreizungen auftreten, sollten Sie Ihre Kontaktlinse absetzen und Ihren Kontaktlinsenspezialisten aufsuchen.
- Verwenden Sie immer frische Lösung.
- Um Verunreinigungen zu vermeiden, sollten Sie die Tropferspitze der Flasche nicht berühren.
- Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfalldatums.
- Flasche nach Gebrauch sofort fest verschließen.
- Die 90 Tage nach dem ersten Öffnen verbliebene Restmenge nicht mehr verwenden.
- Bitte bei Raumtemperatur und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Kontaktlinsen oder Linsenbehälter nie mit Leitungswasser spülen.

F

Mode d'emploi

A lire attentivement avant l'emploi

LENS PLUS® OcuPure™ Solution saline. Avec son composant breveté OcuPure™, cette solution de rinçage innovatrice adaptée à tout type de lentilles de contact est formulée pour être douce au contact de l'oeil. LENS PLUS® OcuPure™ Solution saline est un choix naturel pour rincer les lentilles après la désinfection. Cette solution est aussi idéale pour dissoudre les comprimés de déprotéinisation.

Toujours se laver les mains et les sécher soigneusement avant de manipuler les lentilles de contact.

Rinçage: après le nettoyage et la désinfection, rincer les lentilles soigneusement avec LENS PLUS® OcuPure™ Solution saline avant de les poser sur les yeux.

La désinfection thermique: remplir l'étui à lentilles comme prévu avec de la solution saline fraîche LENS PLUS® OcuPure™. Respectez bien les instructions du mode d'emploi de votre appareil.

Dissolution des comprimés de déprotéinisation: suivre les instructions du fabricant pour utiliser correctement les comprimés de déprotéinisation.

Précautions:

Les indications figurant sur la notice d'information doivent être suivies rigoureusement afin d'éviter tout risque d'affection oculaire qui pourrait avoir des conséquences graves sur votre vision.

- Ne pas utiliser ce produit pour la désinfection à froid des lentilles.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants.
- En cas d'irritation oculaire, retirer les lentilles et consulter un spécialiste en lentilles de contact.
- Employez toujours une solution fraîche.
- Pour éviter toute contamination, ne pas toucher le stilligoutte du récipient.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Bien refermer le flacon immédiatement après utilisation,
- Jeter toute solution 90 jours après la première ouverture du flacon,
- Conserver à température ambiante.
- Tenir hors de portée des enfants.
- **Ne pas rincer vos lentilles ou l'étui à lentilles avec l'eau du robinet.**



Istruzioni per l'uso Leggere attentamente

LENS PLUS® OcuPure™ soluzione salina si usa per risciacquare tutte le lenti a contatto dopo la disinfezione e anche per sciogliere le compresse per la rimozione delle proteine.

Prima di iniziare la cura delle lenti a contatto, è necessaria lavarsi ed asciugarsi sempre accuratamente le mani.

Risciacquare: Dopo la pulizia e la disinfezione, risciacquare le lenti accuratamente con LENS PLUS® OcuPure™, dopodiché le lenti sono pronte all'uso.

Disinfezione a caldo: Riempite il contenitore come previsto con la soluzione salina fresca LENS PLUS® OcuPure™. Seguite le istruzioni dell'apparecchio.

Scioglimento di compresse: Rispettare le indicazione del produttore per l'uso corretto delle compresse per la rimozione delle proteine.

Precauzioni

Tutte le istruzioni devono essere attentamente seguite. Contravvenire alle istruzioni, potrebbe provocare danni o infezioni all'occhio.

- **Questo prodotto non è adatto per la disinfezione a freddo delle lenti.**
- In caso di ipersensibilità (allergia) verso uno dei componenti evitare l'uso.
- In caso di irritazioni oculari, dovrà rinunciare a portare le lenti a contatto, finché non ha consultato il suo specialista.
- Usare sempre della soluzione fresca.
- Per evitare una contaminazione microbica del prodotto non si dovrebbe toccare la punta dei contagocce del flacone del preparato stesso.
- E consigliabile usare il prodotto entro la data di scadenza indicata sulla confezione.
- Chiudere il flacone ermeticamente immediatamente dopo l'uso,
- Una volta aperto il flacone, la soluzione deve essere usata entro 90 giorni.
- Conservare il preparato a temperatura ambiente e fuori della portata dei bambini.
- **Non utilizzare acqua di rubinetto per sciacquare le lenti o il portalenti.**