



*LOBOB REINIGER 60ml - LOBOB AUFBEWAHRUNG 110ml
für hartflexible sauerstoffdurchlässige Kontaktlinsen.*

*LOBOB NETTOYANT 60ml - LOBOB CONSERVATION 110ml
pour les lentilles de contact rigides perméables à l'oxygène.*

*LOBOB DETERGENTE 60ml - LOBOB CONSERVANTE 110ml
per lenti a contatto rigide gaspermeabili.*

LOBOB REINIGER 60ml - LOBOB AUFBEWAHRUNG 110ml für hartflexible sauerstoffdurchlässige Kontaktlinsen

Anwendung:

LOBOB REINIGER ist eine sterile Lösung ohne Konservierungsstoffe zur täglichen Reinigung und LOBOB AUFBEWAHRUNG ist eine sterile Lösung zum Aufbewahren, Desinfizieren, Abspülen und Benetzen.

Gebrauchsanweisung:

Vor dem Beginn der Linsenpflege unbedingt die Hände waschen und mit einem sauberen Tuch abtrocknen.

1. Reinigen: 2-3 Tropfen LOBOB REINIGER auf die Linsen geben. Sorgfältig während 30 Sek. gemäss Instruktion Ihres Kontaktlinsenspezialisten reiben.

2. Abspülen: Linsen mit LOBOB AUFBEWAHRUNG gründlich abspülen.

3. Aufbewahren/ Desinfizieren: Linsen in den mit LOBOB AUFBEWAHRUNG gefüllten Behälter legen und während der Nacht oder mindestens 4 Stunden einwirken lassen. Es wird empfohlen, bei einer Lagerzeit von mehr als 7 Tagen, Behälter mit frischer Lösung zu füllen.

4. Abspülen: Nach der Desinfektion und vor dem Einsetzen Linsen mit frischer LOBOB AUFBEWAHRUNG abspülen.

5. Einsetzen: Um den Komfort und Benetzungsfähigkeit zu erhöhen, einige Tropfen LOBOB AUFBEWAHRUNG vor dem Einsetzen beidseitig auf die Linsen geben.

Beachten Sie die separate Gebrauchsanweisung, falls Ihr Kontaktlinsenspezialist eine periodische Proteinentfernung empfiehlt.

Linsenbehälter:

Nach Gebrauch, Behälter gründlich mit LOBOB AUFBEWAHRUNG oder Kochsalzlösung ausspülen. Keine Seife oder Reinigungsmittel verwenden.

Kontraindikationen:

Keine bekannt.

Vorsichtsmassnahmen:

Die von Ihrem Kontaktlinsenanpasser empfohlenen Lösungen nie wechseln und nicht mit anderen Flüssigkeiten mischen, wenn nicht anders empfohlen. LOBOB REINIGER nie direkt ans Auge bringen. Bei Irritationen am Auge suchen Sie sofort Ihren Kontaktlinsenspezialisten oder Augenarzt auf. Verwenden Sie keine Augenmedikamente während des Tragens von Kontaktlinsen. Dieses Produkt nicht verwenden, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch sind. Bringen Sie alle Kontaktlinsenprodukte ausser Reichweite von Kindern. Den 3 Monate nach Anbruch verbliebene restliche Inhalt der Abgabestelle zum fachgerechten Entsorgen bringen. Zwischen 8° und 30°C und nicht im Kühlschrank aufbewahren. Tropferspitze der Flasche mit keinen Gegenständen in Kontakt bringen. Befeuchten Sie Kontaktlinsen und Kontaktlinsenbehälter niemals mit Leitungswasser.





*LOBOB REINIGER 60ml - LOBOB AUFBEWAHRUNG 110ml
für hartflexible sauerstoffdurchlässige Kontaktlinsen.*

*LOBOB NETTOYANT 60ml - LOBOB CONSERVATION 110ml
pour les lentilles de contact rigides perméables à l'oxygène.*

*LOBOB DETERGENTE 60ml - LOBOB CONSERVANTE 110ml
per lenti a contatto rigide gaspermeabili.*

LOBOB NETTOYANT 60ml - LOBOB CONSERVATION 110ml pour les lentilles de contact rigides perméables à l'oxygène.

Utilisation:

LOBOB NETTOYANT est une solution stérile sans agent de conservation pour le nettoyage quotidien et LOBOB CONSERVATION est une solution stérile pour conserver, désinfecter, rincer et lubrifier.

Mode d'emploi:

Les mains doivent impérativement être soigneusement lavées et séchées avec un linge propre avant chaque opération d'entretien de vos lentilles.

1. Nettoyer: Appliquer 2-3 gouttes de LOBOB NETTOYANT sur les surfaces de la lentille et frotter légèrement selon les instructions de votre spécialiste en lentilles de contact pendant environ 30 secondes.

2 Rincer: Rincer les lentilles abondamment avec LOBOB CONSERVATION.

3. Conserver/ désinfecter: Remplir l'étui de LOBOB CONSERVATION et y déposer les lentilles pendant la nuit ou au moins 4 heures. Pour une conservation de plus de 7 jours, il est recommandé de remplacer par la solution fraîche.

4. Rincer: Après la désinfection et avant la pose rincer les lentilles avec de la solution fraîche de LOBOB CONSERVATION.

5. Poser: Pour augmenter le confort et la mouillabilité avant la pose, appliquer quelques gouttes sur les deux surfaces de la lentille.

Observez le mode d'emploi séparé si votre spécialiste en lentilles de contact vous propose un nettoyage déprotéinant périodique.

Boîtier:

Après usage, rincer le boîtier à fond avec LOBOB CONSERVATION ou la solution saline. Ne pas utiliser du savon ni de produit de nettoyage.

Contre-indication:

Aucune contre-indication à LOBOB n'est connue à ce jour.

Précautions:

N'utiliser que les solutions recommandées par votre spécialiste en lentilles de contact et ne pas mélanger le système LOBOB à d'autres liquides sauf indication contraire. Eviter avec LOBOB NETTOYANT tout contact avec les yeux. Lors d'une irritation de l'oeil, consulter immédiatement le spécialiste en contactologie ou ophtalmologue. Ne pas utiliser de médicaments ophtalmiques pendant le port de lentilles. Ne pas utiliser ces produits, lors d'allergie à un des composants. Tenir hors de portée des enfants. Le reste de solution éventuellement non utilisé après 3 mois doit être remis à votre lieu d'achat pour permettre son élimination approprié. Conserver à une température entre 8° et 30°C et jamais au réfrigérateur. La pointe du bec-verseur du flacon ne doit pas entrer en contact avec des objets. Ne rincez pas vos lentilles de contact ou votre étui à l'eau du robinet.



*LOBOB REINIGER 60ml - LOBOB AUFBEWAHRUNG 110ml
für hartflexible sauerstoffdurchlässige Kontaktlinsen.*

*LOBOB NETTOYANT 60ml - LOBOB CONSERVATION 110ml
pour les lentilles de contact rigides perméables à l'oxygène.*

*LOBOB DETERGENTE 60ml - LOBOB CONSERVANTE 110ml
per lenti a contatto rigide gaspermeabili.*

LOBOB DETERGENTE 60ml - LOBOB CONSERVANTE 110 ml per lenti a contatto rigide gaspermeabili.

Utilizzazione:

LOBOB DETERGENTE è una soluzione sterile senza sostanze conservanti per la pulizia giornaliera e LOBOB CONSERVANTE è una soluzione sterile per conservare, disinfettare, risciacquare ed umidificare.

Manutenzione:

Lavarsi accuratamente le mani prima di procedere alla pulizia delle lenti. Asciugarsi con una salvietta pulita.

1. Pulire: Mettere 2-3 gocce di soluzione LOBOB DETERGENTE sulle due facce della lente e strofinare delicatamente per almeno 30 secondi.

2. Risciacquare: Risciacquare le lenti a fondo con LOBOB CONSERVANTE.

3. Conservare/ disinfettare: Riempire il portale lenti con LOBOB CONSERVANTE e lasciare agire durante la notte o per un minimo di 4 ore.

4. Risciacquare: Dopo la disinfezione e prima di mettere le lenti nell'occhio, risciacquare con LOBOB CONSERVANTE fresca

5. Applicare: Per aumentare il confort prima della applicazione, mettere alcune gocce di LOBOB CONSERVANTE sulle due facce della lente.

Osservare le istruzioni separate se il vostro contattologo vi propone un deproteinizzatore periodico.

Portale lenti:

Dopo l'utilizzazione, risciacquare il portale lenti a fondo con LOBOB CONSERVANTE o una soluzione salina. Non utilizzare sapone e detergente.

Controindicazioni:

Nessuna conosciuta.

Avvertenze:

Utilizzare solo le soluzioni consigliate dal vostro specialista per lenti a contatto e non utilizzare assieme a liquidi diversi da quelli indicati. Non mettere la soluzione LOBOB DETERGENTE direttamente nell'occhio. In caso di persistente irritazione dell'occhio consultare immediatamente il proprio contattologo od oculista. Non usare nessun medicinale nell'occhio se si portano le lenti a contatto. Non usare questi prodotti se si è allergici a qualcuno dei suoi componenti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Dopo 3 mesi restituire la soluzione eventualmente rimasta nel flacone direttamente al punto di vendita, che si occuperà della successiva eliminazione. Conservare ad una temperatura fra 8° e 30°C e non nel frigorifero. Non portare in contatto con alcun oggetto la punta del contagocce del flacone. Non risciacquare le lenti o il portale lenti direttamente con acqua di rubinetto.

Zusammensetzung/ Composition/ Composizione:

1. LOBOB REINIGER - NETTOYANT - DETERGENTE

Kombination von amphoterischen Reinigungssubstanzen.

Combinaison de substances nettoyantes amphoteriques.

Combinazione di sostanze di pulizia amfoteriche.

2. LOBOB AUFBEWAHRUNG - CONSERVATION - CONSERVANTE

Polyhexanide 0.0001 % w/v.

Hersteller/Fabricant/Produttore:

Prolens AG, Josefstrasse 53,

Postfach 1878, CH - 8031 Zürich.

