



Gebrauchsinformation
Bitte aufmerksam lesen

Refresh[®] Contacts[™]

15 ml

REFRESH[®] Contacts[™] ist eine Nachbenetzungslösung, die Ihnen beim Tragen Ihrer Kontaktlinsen Tragekomfort gibt. REFRESH[®] Contacts[™] enthält eine Kombination von Inhaltsstoffen, die für eine sofortige Erfrischung und lang anhaltenden Tragekomfort sorgt. REFRESH[®] Contacts[™] kann von Trägern aller Kontaktlinsen benutzt werden, um das Auge zu erfrischen, wenn es durch Umwelteinflüsse wie Staub, Pollen, Luftverschmutzung oder auch Überarbeitung gereizt ist.

Anwendung:

- Geben Sie einen oder zwei Tropfen in Jedes Auge.
- Sie können auch während des Tragens nachbenetzen.
- Um den Tragekomfort noch weiter zu erhöhen, können Sie auch einige Tropfen auf jede Linse geben, bevor Sie diese auf das Auge setzen.

Vorsichtshinweise: Beachten Sie bitte unbedingt die Angaben in der Gebrauchsinformation.

Eine Mißachtung insbesondere der Pflegeanweisungen und Hygienevorschriften kann zu schwerwiegenden Augeninfektionen und schaden führen.

- Um Verunreinigungen zu vermeiden, sollten Sie die Tropföffnung nicht berühren; vermeiden Sie auch den direkten Kontakt mit dem Auge.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch reagieren.
- Lösung nicht einnehmen.
- Nach Anwendung Flasche sofort verschließen.
- 60 Tage nach Öffnen nicht mehr benutzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfalldatums (siehe ☞).
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Bei Raumtemperatur aufbewahren.
- Bei der Verwendung zusammen mit anderen Augentropfen sollten diese im Abstand von mindestens 10 Minuten eingeträufelt werden.
- Verwenden Sie die Flasche nicht, wenn die Versiegelung des Deckels vor dem ersten Öffnen beschädigt ist.

- Selten können Reizungen am Auge auftreten.

Zusammensetzung:

Natrium-Carboxymethylcellulose 0,5 %, PURITE[®] 0,005 %

Wenn Sie anhaltende Probleme haben, besprechen Sie diese bitte mit Ihrem Kontaktlinsenspezialisten

Mode d'emploi
A lire attentivement

Refresh[®] Contacts[™] 15 ml

Avec REFRESH[®] Contacts[™], assurez-vous du port confortable de vos lentilles tout au long de la journée. REFRESH[®] Contacts[™] est une solution lubrifiante et humidifiante qui soulage l'inconfort chez les porteurs de lentilles de contact. REFRESH[®] Contacts[™] contient une combinaison unique de composants qui rafraîchit instantanément les yeux et procure un confort durable. REFRESH[®] Contacts[™] peut aussi être utilisé par les porteurs de tout type de lentilles de contact pour apaiser l'irritation oculaire qui peut être causée par des facteurs de l'environnement tels que la poussière, les éblouissements, le pollen, la pollution atmosphérique ou le surmenage.

Mode d'emploi:

- Instiller une à deux gouttes dans l'oeil.
- La solution vous permet d'humidifier vos lentilles pendant le port.
- Pour un confort additionnel, vous pouvez aussi appliquer quelques gouttes sur les lentilles avant de les poser sur les yeux.

Précautions: Suivre attentivement les instructions de cette notice. Le non respect de ces instructions pourrait entraîner l'apparition d'une affection oculaire grave.

- Pour éviter toute contamination, ne pas toucher le stilligoutte et ne pas mettre celui-ci en contact direct avec l'oeil.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants.
- Nach Anwendung Flasche sofort verschließen.
- Ne pas avaler la solution.
- Fermer soigneusement le flacon immédiatement après l'emploi.
- Après ouverture du flacon, ne pas conserver plus de 60 jours.
- Ne pas utiliser après la date de péremption (voir ☞).
- Garder hors de portée des enfants.
- Conserver à température ambiante.
- Respectez un intervalle de 10 minutes entre chaque administration de produits ophtalmiques.
- Avant la première utilisation du flacon, assurez vous que la languette de protection est intacte.
- Une irritation oculaire peut apparaître rarement.

Contenu: Carboxyméthylcellulose - sodium 0,5 %, PURITE[®] 0,005 %

Si vous avez des problèmes continus, consultez votre spécialiste en lentilles de contact.

Hersteller/Produttore/Fabrikant/Fabricant: Allergan Pharmaceuticals Ireland, Castlebar Road, Westport, Co. Mayo, Irland/Irlanda/Ierland/Irlande **Lokaler Ansprechpartner/Locale**

Rappresentante/Landelijke vertegenwoordiger/Exploitant:

Pharm-Allergan GmbH, Pforzheimer Strasse 160, D-76260 Ettlingen

Allergan AG/S.A., Feldmoosstrasse 6, CH-8853 Lachen

Allergan NV/SA, Meir 44a, B-2000 Antwerpen/Anvers

Allergan B.V., Edisonbaan 14 C-2, NL-3439 MN Nieuwegein

STERILE 

CE 0050

Istruzioni per l'uso
Leggere attentamente

Refresh[®]

Contacts[™]

15 ml

REFRESH[®] Contacts[™] rende più gradevole l'impiego delle Sue lenti a contatto - durante tutta la giornata. REFRESH[®] Contacts[™] è una soluzione umettante che elimina l'irritazione degli occhi, dovuta a lenti a contatto. REFRESH[®] Contacts[™] contiene una combinazione di sostanze che rinfresca immediatamente e assicura un comfort duraturo. REFRESH[®] Contacts[™] è destinato all'uso con tutti i tipi di lenti a contatto. REFRESH[®] Contacts[™] rinfresca l'occhio irritato da polvere, pollini, inquinamento dell'aria o sforzi eccessivi..

Uso:

- Installare una o due gocce in ogni occhio.
- La soluzione vi permette di umettare le vostre lenti durante l'uso.
- Per aumentare ulteriormente il comfort, versare qualche goccia di REFRESH[®] Contacts[™] su ogni lente prima di applicarla all'occhio.

Precauzioni: Seguire attentamente le istruzioni. Contravvenire a tale avvertenza potrebbe provocare danni o infezioni all'occhio.

- Al fine di evitare una contaminazione microbica, non si dovrebbe toccare l'estremità del flacone; evitare anche il contatto diretto con l'occhio.
- In caso di ipersensibilità (allergia) verso uno dei componenti, il prodotto non va utilizzato.
- Non ingerire la soluzione.
- Chiudere la bottiglia immediatamente dopo l'uso.
- Buttare la parte rimasta della soluzione dopo 60 giorni dalla prima apertura del flacone.
- Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza (vedi ☞).
- Conservare al di fuori della portata dei bambini.
- Conservare a temperatura ambiente.
- Lasciare passare i 0 minuti tra la somministrazione di prodotti oftalmici.
- Non utilizzare il flaconcino se il sigillo posto sul collo del flacone dovesse risultare rotto prima dell'uso.
- Raramente si riscontra irritazione oculare.

Composizione:

Carbossimetilcellulosa di sodio 0,5 %, PURITE[®] 0,005 %

In caso di problemi, si rivolga al Suo specialista di lenti a contatto.