

# Alcon®

# OPTI-FREE®

## RepleniSH®

Multifunktions-Desinfektionslösung

Verlängerter  
Tragekomfort  
durch verstärkte  
Bindung von  
Feuchtigkeit

300 ml

**Verbessert:**

Sauberkeit der Linse  
Befeuchtung der  
Linsenoberfläche  
Tragekomfort  
Klare Sicht

**Verringert:**

Proteinablagerungen  
Linsenverschmutzung  
Augenrötung

**Reinigung:** Bewährte sanfte Reinigungswirkstoffe entfernen Proteinablagerungen und halten die Linse den ganzen Tag frisch und angenehm.

**Tragekomfort:** TEARGLYDE™ spezielles Konditionierungssystem mit dualen Wirkmechanismus, konditioniert und bindet nachweislich Feuchtigkeit an der Linsenoberfläche – Tag für Tag.

**Kompatible Desinfektion:** Eine erweiterte Desinfektionsformel, kompatibel mit Silikon-Hydrogel-Linsen und weichen Linsen, tötet zuverlässig Bakterien ab, die Augeninfektionen auslösen können.

**ENTHÄLT:** TEARGLYDE™ spezielles Konditionierungssystem mit dualen Wirkmechanismus (TETRONIC® 1304).

**Füllhöhe**  
**Niveau de remplissage**  
**Livello di riempimento**

Nonanoyl-Ethylendiamintriessigsäure\*\* sowie POLYQUAD®\*\* (Polidronium chlorid) 0,001% und ALDOX®\*\* (Myristamidopropyl dimethylamin) 0,0005% als Konservierungsmittel.

\*TETRONIC® ist ein eingetragenes Warenzeichen der BASF.

\*\*Die patentgeschützte Formulierung dieser Lösung ist unter keinem anderen Produktamen erhältlich. Wechseln Sie Ihre Pflegelösung nicht, ohne vorher den Rat Ihres Kontaktlinseanpassers einzuholen.

Beachten Sie die Gebrauchsinformation mit der vollständigen Pflegeanleitung und wichtigen Sicherheitshinweisen.

Bei Raumtemperatur aufbewahren. Aufrecht lagern. Vor dem auf der Packung angegebenen Verfalldatum verwenden. Nicht geeignet zur Hitzedesinfektion.

Sechs Monate nach dem ersten Öffnen sollte die verbleibende Lösung nicht mehr verwendet werden.

Die Gebrauchsinformation ist auf die Innenseite der Fallschachtel gedruckt.

**ANBRUCHSCHUTZ:** Nicht verwenden bei fehlendem oder beschädigtem Anbruchschutz.

**HERSTELLER:/FABRICANT:/ PRODUTTORE:**

Alcon Laboratories, Inc.  
6201 South Freeway  
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099

CE 0123



PZN-0679492

9002148-1108

© 2006 - 2008 Alcon, Inc.

# Alcon®

# OPTI-FREE®

## RepleniSH®

Solution Multi-Fonctions de Décontamination  
Soluzione Multifunzionale Disinfettante Multiuso

Retient l'humidité  
pour un confort accru

Preserva l'umidità per  
un comfort migliore

300 ml

**Améliore:**

la propreté des lentilles  
l'humectation de la  
surface des lentilles  
le confort  
la netteté de la vision

**Réduit:**

l'accumulation de protéines  
les dépôts sur les lentilles  
la gêne  
l'apparition de rougeurs  
oculaires

**Nettoyage:** des agents de nettoyage doux, dont l'efficacité a été prouvée, permettent d'enlever les dépôts protéiques de façon à ce que les lentilles soient fraîches et agréables à porter tout au long de la journée.

**Confort:** contient TEARGLYDE™ système reconditionnant à double action éprouvée d'Alcon qui reconditionne et maintient humide la surface des lentilles, jour après jour.

**Désinfection compatible:** une formule de désinfection améliorée compatible avec l'hydrogel de silicone et les lentilles souples. Cette solution tue les germes (bactéries) pouvant être à l'origine d'infections de l'œil.

**CONTIENT:** TEARGLYDE™ système de reconditionnement à double action (TETRONIC® 1304, acide nonanoyl-éthylendiaminotriacétique)\*\* avec les conservateurs POLYQUAD®\*\* (chlorure de polidronium) 0,001 % et de l'ALDOX®\*\* (myristamidopropyl diméthylamine) 0,0005 %.

\*TETRONIC® est une marque enregistrée de BASF  
\*\* Cette formule brevetée n'est commercialisée sous aucun autre nom. Ne changez pas de solution d'entretien sans consulter votre opticien.

Pour le mode d'emploi complet ainsi que d'importantes informations relatives à la sécurité d'emploi du produit, se reporter à la notice.

A conserver à température ambiante. Stocker en position verticale. A utiliser avant la date de péremption indiquée sur le produit.

Ne pas utiliser pour une décontamination à chaud (thermique). Jetez toute solution restante six mois après la première ouverture.

NOTICE IMPRIMÉE SUR LA FACE INTERNE DE LA BOÎTE  
**FERMETURE DE SÉCURITÉ:** Ne pas utiliser si la bague de sécurité est abîmée ou absente ou si l'emballage est absent.

**Migliora:**

Pulizia della lente  
Umidità superficiale  
della lente  
Comfort  
Visione nitida

**Riduce:**

Accumuli di proteine  
Depositi sulla lente  
Sensazione di fastidio  
Arrossamento

**Pulizia:** agenti detergenti di comprovata delicatezza rimuovono i depositi proteici, rendendo le lenti fresche e confortevoli per tutta la giornata.

**Confort:** contiene TEARGLYDE™ sistema ricondizionante esclusivo a doppia azione, dalla provata efficacia nel ricondizionare e trattenere l'umidità sulla superficie della lente ogni giorno.

**Disinfezione compatibile:** una formula per una disinfezione più efficace, compatibile con le lenti in silicone-idrogel e con le lenti morbide. Uccide i batteri (germi) che possono causare infezioni oculari.

**CONTIENE:** TEARGLYDE™ sistema ricondizionante esclusivo a doppia azione (TETRONIC® 1304, acido nonanoyl-éthylendiaminotriacétique)\*\* e i conservanti POLYQUAD®\*\* (polidronio cloruro) 0,001% e ALDOX®\*\* (miristamidopropil dimetilammina) alla 0,0005%.

\*TETRONIC® è un marchio registrato dalla BASF  
\*\* La formula brevettata non è commercializzata sotto altri nomi. Non cambiare le soluzioni senza consultare lo specialista.

Vedere il foglio illustrativo per le istruzioni complete e le importanti informazioni sulla sicurezza.

Conservare a temperatura ambiente. Conservare in posizione verticale. Usare entro la data di scadenza indicata sul prodotto.

Non utilizzare per la disinfezione a caldo (termica). Eliminare l'eventuale soluzione rimasta dopo sei mesi dalla prima apertura del flacone.

FOGLIO ILLUSTRATIVO STAMPATO ALL'INTERNO DELLA SCATOLA  
**CHIUSURA DI SICUREZZA:** Non utilizzare se il sigillo di sicurezza risulta danneggiato o mancante o se la confezione è stata danneggiata.

KONDITIONIERT KONTAKTLINSEN FÜR  
ANHALTENDE FEUCHTIGKEITSBINDUNG UND  
ERHÖHTEN TRAGEKOMFORT

OHNE REIBEN  
Reinigung  
Konditionierung  
Abspülen  
Desinfektion  
Aufbewahrung

Für Silikon-Hydrogel-  
Kontaktlinsen und alle  
weichen Kontaktlinsen

STERILE A

300 ml

Mit ALCON® Linsenbehälter

300 ml

Etui de trempage ALCON®  
Contenitore Porta-lenti ALCON®