

ANBRUCHSCHUTZ:

Nicht verwenden bei fehlendem oder beschädigtem Anbruchschutz.

Beachten Sie die Gebrauchsinformation mit der vollständigen Pflegeanleitung und wichtigen Sicherheitshinweisen.

Bei Raumtemperatur aufbewahren.

Nicht geeignet zur Hitzedesinfektion.

Vor dem auf der Packung angegebenen Verfalldatum verwenden.

Sechs Monate nach dem ersten Öffnen sollte die verbleibende Lösung nicht mehr verwendet werden.

ZUSAMMENSETZUNG:

OPTI-FREE® EXPRESS® Multi-Funktions-Desinfektionslösung ist eine sterile, gepufferte, isotonische, wässrige Lösung. Sie enthält Natriumchlorid, Sorbitol, Dinatrium edetat, Borsäure, Aminomethylpropanol; Citrat und TETRONIC® 1304 als reinigende Bestandteile sowie POLYQUAD® (Polidronium chlorid) 0,001% und ALDOX® (Myristamidopropyl dimethylamin) 0,0005%.

*TETRONIC® ist ein eingetragenes Warenzeichen der BASF.

HERSTELLER/FABRICANT/PRODUTTORE:

Alcon Laboratories, Inc.

6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099

© 2002-2004, 2007 Alcon, Inc.



STERILE A

9002166-0507

OPTI-FREE®

Express®

MULTI-FUNKTIONS-
DESINFIZIATIONSLÖSUNG

LANGANHALTENDER KOMFORT

NO RUB

TRAGEKOMFORT ÜBER DEN GANZEN TAG

REINIGEN, ABSPÜLEN, DESINFIZIEREN,
NACHBENETZEN & AUFBEWAHREN

ZUR TÄGLICHEN ENTFERNUNG VON PROTEINABLAGERUNGEN

BAKTERIZID, FUNGIZID, TÖTET ACANTHAMOEBA

FÜR ALLE WEICHEN KONTAKTLINSEN

355 ml e

Alcon®

FERMETURE DE SECURITE :

Ne pas utiliser si la bague de sécurité est abîmée ou absente. Ne pas utiliser si l'emballage a été ouvert ou abîmé.

Pour le mode d'emploi complet ainsi que d'importantes informations relatives à la sécurité d'emploi du produit, se reporter à la notice.

A conserver à température ambiante.

Ne pas utiliser pour une décontamination à chaud (thermique).

A utiliser avant la date de péremption indiquée sur le produit.

Jeter toute solution restante six mois après la première ouverture.

COMPOSITION :

OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD est une solution aqueuse stérile, tamponnée, isotonique contenant du chlorure de sodium, du sorbitol, de l'édétate disodique, de l'acide borique, de l'aminométhylpropanol, du citrate et du TETRONIC® 1304 comme agents nettoyants, du POLYQUAD® (chlorure de polidronium) 0,001% et de l'ALDOX® (myristamidopropyl diméthylamine) 0,0005%.

* TETRONIC® est une marque de BASF.

CHIUSURA DI SICUREZZA:

Non utilizzare se il sigillo di sicurezza risulta danneggiato o mancante. Non utilizzare se la confezione è stata aperta o danneggiata.

Vedere il foglio illustrativo per le istruzioni complete e le importanti informazioni sulla sicurezza.

Conservare a temperatura ambiente.

Non utilizzare per la disinfezione a caldo (termica).

Usare entro la data di scadenza indicata sul prodotto.

Eliminare l'eventuale soluzione rimasta dopo sei mesi dalla prima apertura del flacone.

CONTENUTO:

OPTI-FREE® EXPRESS® Soluzione Disinfettante Multiuso è una soluzione acquosa sterile, isotonica, tamponata, contenente sodio cloruro, sorbitolo, disodio edetato, acido borico, aminometilpropanolo, citrato e TETRONIC® 1304 come agenti di pulizia, POLYQUAD® (polidronio cloruro) allo 0,001% e ALDOX® (miristamidopropil dimetilamina) allo 0,0005%.

* TETRONIC® è un marchio da BASF.

OPTI-FREE®

Express®

SOLUTION
MULTI-FONCTIONS
DE DÉCONTAMINATION

SOLUZIONE
DISINFETTANTE MULTIUSO

CONFORT PROLONGE COMFORT PROLUNGATO

NO RUB

DU CONFORT POUR TOUTE LA JOURNÉE
NETTOYAGE, RINGAGE, DÉCONTAMINATION,
HYDRATATION ET CONSERVATION

ELIMINATION QUOTIDIENNE DES PROTÉINES
BACTÉRICIDE - FONGICIDE - EFFICACE CONTRE ACANTHAMOEBA
POUR TOUTES LES LENTILLES DE CONTACT SOUPLES

COMFORT PROLUNGATO PER TUTTO IL GIORNO
PULISCE, RISCIAQUA, DISINFETTA, REIDRATA E CONSERVA

RI MUOVE GIORNALMENTE LE PROTEINE
BATTERICIDA, FUNGICIDA, ANTI-ACANTHAMOEBA
PER TUTTI I TIPI DI LENTI A CONTATTO MORBIDE

355 ml

Alcon®